

## **Polish 1/ 3/ glaze**

### **Polieren**

Die Verblendung wird mit Ziegenhaarbürsten, Polierpaste sowie weichen Wollrädern mit dem Handstück poliert. Eine sorgfältige Oberflächenbearbeitung und Politur ist unabdingbare Voraussetzung für ein optimales Ergebnis und verhindert weitgehend die Bildung von Ablagerungen (Nikotin, Koffein usw.) sowie die damit verbundene Farbbeinträchtigung.

**Hinweis:** Wie bei allen Kunststoffen bildet sich beim Beschleifen von C&B Composite Paste & Flow feiner Schleifstaub. Es wird empfohlen, über einer Absauganlage zu arbeiten.

### **Polishing**

Facings should be polished with a handpiece mounted goathair brush, polishing paste and soft woolen buffs. Careful finishing and polishing of the surface is essential if optimum results are to be achieved and virtually precludes deposits (nicotine, caffeine etc.) which cause discoloration.

**Please note:** Like all acrylics, C&B Composite Paste & Flow produces fine dust while being trimmed. It is advisable to work over a dust extractor.

### **Polissage**

L'incrustation en est polie avec la pièce à main et à l'aide de brosses en poils de chèvre, de pâte à polir ainsi que des tampons en laine. Un usinage et un polissage réalisés avec soin sont des conditions indispensables pour obtenir un résultat optimal et évitent fortement la formation de dépôts (nicotine, caféine etc.) ainsi que les colorations qui en résultent.

**Conseil :** Comme pour toutes les résines, une fine poussière est produite lors du meulage de C&B Composite Paste & Flow. Il est conseillé de travailler en utilisant un système d'aspiration.

Version 04/2015

### **Lucidatura**

Effettuare la lucidatura con spazzolini in pelo di capra e pasta per lucidatura nonché dischi di cotone morbido montati sul manipolo. Per ottenere un buon risultato ed impedire la formazione di depositi (nicotina, caffeina ecc.) ed alterazioni del colore è indispensabile rifinire e lucidare la superficie con molta cura.

**Nota:** La rifinitura di C&B Composite Paste & Flow produce delle polveri come avviene in tutte le resine. Si raccomanda pertanto di effettuare la rifinitura sopra il bocchettone dell'impianto d'aspirazione.

### **Pulido**

El revestimiento se pule con cepillos de pelo de cabra, pasta para pulir, así como discos de lana montados en la pieza de mano. Un cuidadoso alisado y pulido es condición ineludible para obtener un resultado óptimo y evita en gran medida la formación de depósitos (nicotina, cafeína, etc.) así como las alteraciones de color provocadas por estos factores.

**Observación:** Como ocurre con todas las resinas, al repasar C&B Composite Paste & Flow se genera un polvo fino! Se recomienda trabajar sobre un dispositivo de aspiración.

C€0297

Version 04/2015