

## Bond LC

Lichthärtendes Ein-Komponenten Bonding für Schmelz- und Dentin. Auch geeignet als Primer für Keramik- und Composite-Inlays, Onlays, Veneers, Kronen und Brücken, die mit Zement befestigt werden.

Eigenschaften	Vorteile
Primer- und Bond in einer Flasche	Schneller und zuverlässiger
Auf Ethanolbasis	Haftverbund
Optimale Viskosität	Gute Biokompatibilität
Hydrophil	Sehr gut auftragbar Gut benetzbar, erreicht die Dentinkanäle



Verpackung: 5 ml Flasche  
Lagerung: 10-25°C

## Bond LC Activator

In Verbindung mit Bond LC Activator wird das Bond LC zu einem dual- bzw. selbsthärtenden Zwei- Komponenten-System.

Eigenschaften	Vorteile
Auf Ethanolbasis	Gute Biokompatibilität
Optimale Viskosität	Haftverbund
Hydrophil	Gut benetzbar
Dualhärtend	Sicherer Haftverbund auch ohne Licht



Verpackung: 5 ml Flasche  
Lagerung: 10-25°C  
Zubehör: Dental-Pinselhalter, Mischpalette, Dentalpinsel

## Technische Daten:

Haftfestigkeit zu Dentin und geätztem Schmelz: 30 MPa  
Haftfestigkeit zu NEM (Co-Cr): 24 MPa

Version 10/2014