


Gingiva Composite PASTE & FLOW

Lichthärtendes Gingiva-Composite in zwei Konsistenzen (pastös und fließfähig) für Zahnfleisch-Restaurationen und -Reproduktionen, implantat-getragene Suprastrukturen und herausnehmbaren Zahnersatz. Das Material gibt es in vier Farben für natürlich wirkenden Zahnfleisch-Aufbau.

Eigenschaften	Vorteile
4 Farben jeweils als Paste oder Flow	Natürlich wirkende Zahnfleisch-Reproduktion bzw. Gingiva-Gewebe
Abrasionsfest	Langlebige Restaurationen
Ausgezeichnete Poliereigenschaften	Geringe Plaque Affinität
Kompatibel mit lichthärtenden Verblend-Compositen (siehe auch C&B Composite Paste & Flow)	Perfekte Ergänzung zu dentinfarbenen Compositen



Farben:
Hell – Mittel – Dunkel – Super Dunkel

Verpackung:
5 g Spritze PASTE
3 g Spritze FLOW
(Zubehör zum Flow:
10 Applikationskanülen empfohlen)

Lagerung: 10-25°C

Max. Haltbarkeit: 4 Jahre



Technische Daten:	Paste	Flow
Härte	400 MPa	370 MPa
Biegefestigkeit	95 MPa	140 MPa
E-Modul	6900 MPa	6500 MPa

Version 10/2014