

Polish 1 + Polish 3

Feinkörnige Premium-Diamant-Polierpaste zur Politur ästhetischer direkter und indirekter Composite-Restaurationen, Keramik-Kronen- und Brücken, Verblendschalen, Inlays, Onlays und mehr.

Eigenschaften	Vorteile
Hoher Diamantanteil	Schnell und gleichzeitig sparsam in der Anwendung
Feinkörnig (1 und 3 µm)	Hochglanzergebnisse
Feste Konsistenz	Einfach anzuwenden
Universell einsetzbar	Für Zahnarzt und Dentallabor



Verpackung: 2 g Spritze oder 10 g Dose

Lagerung: 10-25°C

NB: Auftragung erfolgt mit Ziegenhaarpinsel.

Version 05/2016