

Acryl Intensive

Einstreufarben zur Individualisierung und Charakterisierung von Prothesen.
Erhältlich in 5 Farben für ein natürlich wirkendes Ergebnis.

Eigenschaften	Vorteile
Kann für alle GDF Prothesenkunststoffe verwendet werden	Für Heiß- und Kaltpolymerisate geeignet, kein Lichthärtegerät notwendig
Hohe und dauerhafte Farbwirkung	Kleine Mengen reichen aus für einen langlebigen Effekt
5 frei mischbare Farben erhältlich: weiß, gelb, rot, braun, blau	Für natürlich aussehende Prothesen



Verpackung: 10 g in Kunststoff-Flaschen

Max. Haltbarkeit: 3 Jahre

Lagerung: Empfohlen bei 10-25°C

Version 10/2014