


## Etching

Etching Gel eignet sich zum Ätzen des Schmelzes bzw. Dentins in der adhäsiven Füllungstechnik

<b>Eigenschaften</b>	<b>Vorteile</b>
Rote Farbe	Der ausgezeichnete Kontrast zum natürlichen Zahn erleichtert die kontrollierte Anwendung
Gebogene Metallkanüle	Präzise und punktgenaue Applikation
Thixotrop und gelartig	Standfestes Material, kein Verlaufen
Indiziert für die Total-Etch-Technik	Für einen sicheren Haftverbund



Gehalt Phosphorsäure:	37,5%
Verpackung:	2 ml Spritze oder 30 ml Jumbo-Spritze
Zubehör:	Applikationskanülen
Haltbarkeit:	Max. 4 Jahre
Lagerung:	10 - 25°C

Version 10/2014